



PLATAFORMA PILLCAM™ CÁPSULA ENDOSCÓPICA

QUALIDADE E SEGURANÇA
NA AVALIAÇÃO DO INTESTINO
DELGADO E CÓLON

A Medtronic possui a Plataforma PillCam™, é um método minimamente invasivo que possibilita a completa visualização do intestino delgado e o cólon, proporcionando maior conforto ao paciente durante o exame.

Cápsula disponível em 3 diferentes modelos para avaliação de Intestino Delgado, Cólon e teste de Patência

Juntos, podemos melhorar os resultados para restabelecer a saúde dos nossos pacientes.

Medtronic

PLATAFORMA PILLCAM™ CÁPSULA ENDOSCÓPICA



Características Técnicas:

- Tecnologia de taxa de fotos adaptativa baseada na velocidade de movimentação da cápsula
- Gravador que possibilita a visualização em tempo real com monitor LED a cores
- Transmissão de imagens por radiofrequência à 434.1mHz
- Software com tecnologia de compressão de imagens redundantes (40%)

Tabela de códigos:

EQUIPAMENTO SISTEMA PILLCAM™			
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA
FGS-0601	Software Rapid v8.3	Utilizado para visualizar o vídeo do exame, criar o laudo e gerenciar os vídeos	10349000445
FGS-0347	Gravador DR3	Armazena as imagens transmitidas pela Cápsula Endoscópica PillCam™	10349000445
FGS-0355	Base para o Gravador DR3	Base onde o Gravador fica conectado para carregar a bateria, inserir os dados do exam e fazer a criação do vídeo	10349000445
FGS-0362	Acessórios do Gravador DR3	Cabos e acessórios que devem ser utilizados junto ao sistema para uso correto do sistema	10349000445
FGS-0568	Cinturão de captação para PillCam™ SB3	Cinturão utilizado para captura dos dados enviados pela Cápsula PillCam™ SB3 de intestino delgado	10349000445
FGS-0427	PillCam conjunto de captação de 8 sensores	Sensores utilizados para captura dos dados enviados pela Cápsula PillCam™ SB3 (intestino delgado) ou C2 (Colon)	10349000445
FGS-0443	Cinturão de captura para PillCam™ SB3 ou C2 (Colon)	Cinturão com sensores utilizado para captura dos dados enviados pela Cápsula PillCam™ SB3 (intestino delgado) ou C2 (Colon)	10349000445

CONSUMÍVEIS SISTEMA PILLCAM™			
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA
FGS-0391	Cápsula Endoscópica PillCam™ SB3	Dimensões: 11mmx26mm Número de Câmeras 01 Campo de visão 156° segundo ISO-8600-3 Taxa de captura de imagens adaptável de 2 a 6 fotos/seg Duração bateria: Mínimo 8 hs	10349000437
FGS-0517	Cápsula Endoscópica PillCam™ C2	Dimensões 11.6 mm x 32.3 mm Número de Câmeras 02 Campo de visão 172° segundo ISO-8600-3 Taxa de captura de imagens adaptável de 4 a 35 fotos/seg Duração bateria: mínimo 10 hs	10349000437
FGS-0109	Cápsula de Patência PillCam™	Dimensões 11 mm x 26 mm Composição: Lactose, 10%bario e tag RFID	10349000436