




## DETALHES DO PRODUTO

- 1 Botão gástrico (Boton).
- 1 mandril para botão gástrico
- 1 Medidor de Parede abdominal.
- 1 tubo de extensão para alimentação em bolus e descompressão
- 1 tubo de extensão para alimentação contínua e descompressão.
- 1 Seringa de 60 ml bico Cateter.
- 2 Suplementos em silicone.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



## Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510012

Código	Diâmetro (Fr)	Diâm. Externo (mm)	Comprimento (cm)
2002.18.12	18	6,00	1,20
2002.18.17	18	6,00	1,70
2002.18.24	18	6,00	2,40
2002.18.34	18	6,00	3,40
2002.20.17	20	6,70	1,70
2002.20.24	20	6,70	2,40
2002.24.12	24	8,00	1,20
2002.24.17	24	8,00	1,70
2002.24.24	24	8,00	2,40
2002.24.34	24	8,00	3,40
2002.24.44	24	8,00	4,40