




DETALHES DO PRODUTO

- 1 sonda 100% de silicone com linha radiopaca e disco de retenção em silicone.
- 1 Laço flexível multifilamento para colocação fácil.
- 1 fio guia metálico e maleável.
- 1 Bisturi Safety.
- 1 conector reto e 1 conector em Y.
- 1 Clamp de fixação ergonômico.
- 1 anel de fixação.
- 1 campo cirúrgico estéril e frenestrado.
- 1 Clamp.
- 1 Agulha Introdutora 14GA.
- 1 pinça para polipectomia.

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510015

Código	CH/FR	Diâmetro Externo (mm)	Diâmetro Interno (mm)	Comprimento (cm)	Agulha introdutora (GA)
2003.14.70	14	4,70	3,00	70	14
2003.16.90	16	5,30	3,50	90	14
2003.18.90	18	6,00	4,00	90	14
2003.20.60	20	6,70	4,00	60	14
2003.22.90	22	7,30	5,00	90	14
2003.24.60	24	8,00	5,00	60	14