




Sonda para Gastrostomia com Balão

VIAS DIGESTIVAS

DETALHES DO PRODUTO

- 100% silicone grau médico com linha RADIOPACA.
- Demarcado em centímetros para identificar a profundidade abdominal, com balão e anel para fixação.
- Grande variedade de tamanhos e calibres disponíveis.
- Anel de travamento que impede o deslocamento da sonda.



Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA nº 81158510011

Pediátrica				
Código	FR	Ø Externo (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do balão inflado(ml)
2008.12	12	4.00	240	5
2008.14	14	4.70	240	5
2008.16	16	5.30	240	5
2008.18	18	6.00	240	5
2008.20	20	6.70	240	5

Adulto				
Código	FR	Ø Externo (mm)	Comprimento (mm)	Capacidade do balão inflado(ml)
2001.18	18	6.00	240	20
2001.20	20	6.70	240	20
2001.22	22	7.30	240	20
2001.24	24	8.00	240	20