



# WARM TOUCH™ SISTEMA DE AQUECIMENTO

SEGURANÇA E CONFORTO PARA MANUTENÇÃO  
DA NORMOTERMIA

A Medtronic possui um sistema de aquecimento com mantas versáteis que permitem a aplicação eficiente de calor, proporcionando cuidado adequado ao paciente.

Apresenta exclusivo recurso para elevação rápida da temperatura em situações críticas, circulação de ar ambiente e mantas que não perdem a distribuição uniforme de calor quando houver dano de forma segura e eficaz.

**JUNTOS, PODEMOS MELHORAR OS RESULTADOS PARA RESTABELECEMOS A SAÚDE DOS NOSSOS PACIENTES.**

**Medtronic**

## Tabela de códigos:

WARM TOUCH™ 6000		REFERÊNCIA: 5016000
Dimensões	60cm x 43cm x 30cm	
Peso	5,2	
Voltagem	Bivolt Automático (110-220v)	
Comprimento do cabo de força	4,3m	
Tempo para alcançar a temperatura de 37°C após ligar	< 1 minutos	
Acurácia da temperatura mostrada	+-1°C	
Limiar de proteção térmica	Termostato interno: 49°C a 55°C	
Alarme de temperatura elevada	63dB a 3 metros	
Fluxo de ar	25 L/s	
Filtro HEPA	99,97% eficiente	
Carro de transporte	Ref: 5022900	

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QTDD POR CAIXA	TAMANHO (LARG. X ALT. CM)
5030810	WarmTouch – Mantas Térmicas Pós Anestésicas. Corpo inteiro. Uso Adulto	25	102 x 203 cm 86 x 183 cm
5030840	WarmTouch – Mantas Térmicas Pós Anestésicas. Corpo inteiro. Uso Pediátrico	12	76 x 145 cm 61 x 122 cm
5030850	WarmTouch - Mantas Térmicas Cirúrgicas Pediátrica	12	63 x 104 cm 56 x 89 cm
5030860	WarmTouch - Manta Térmica Cardíaca	12	102 x 165 cm 86 x 135 cm
5030870	WarmTouch - Mantas Térmicas Cirúrgicas para a Parte Superior do Corpo, Uso Adulto	12	71 x 208 cm 61 x 183 cm
5030880	WarmTouch - Mantas Térmicas Cirúrgicas para a Parte Inferior do Corpo, Uso Adulto	12	104 x 142 cm 86 x 132 cm

LATAM-BRA190014d