



McGRATH® MAC

VIDEOLARINGOSCÓPIO

QUALIDADE E SEGURANÇA
NO CUIDADO DAS VIAS AÉREAS

A Medtronic possui um videolaringoscópio projetado para facilitar a intubação traqueal do paciente, proporcionando o aumento da visão do procedimento sem alteração da técnica convencional.

Desenvolvido com uma tela integrada, oferece maior visibilidade da anatomia permitindo uma rápida, precisa e segura inserção do tubo endotraqueal, garantindo ao médico e ao paciente a melhor intubação.

Juntos, podemos melhorar os resultados para restabelecer a saúde de nossos pacientes.

Características Técnicas:

- Videolaringoscópio: 180mm x 68mm x 110mm;
- Peso: 200g;
- Bateria de lítio 3,6V (250 minutos de duração com indicador do tempo restante na tela);
- Fonte de luz: LED de alta intensidade;
- Display colorido de LED com 2,5";
- Câmera: CMOS;
- Materiais termoplásticos duráveis de nível médico com centro estrutural reforçado com liga metálica;
- Permite opções para limpeza, desinfecção e esterilização de todo videolaringoscópio.


Lâminas de uso único por paciente:

- Estéreis, embalagem unitária, em papel cirúrgico;
- Polímero óptico de grau médico;
- Design fino e com revestimento anti-embacamento;
- Opção angulada para vias aéreas difíceis e extremas;
- Não contém látex.

Tabela de Códigos:

TAMANHOS LÂMINAS	CÓDIGOS	PACIENTES	DIMENSÕES (MM)	QUANTIDADE/ CAIXA
1	350-072-000	Pediátricos pequenos	19 x 101	50 unidades
2	350-017-000	Pediátricos	22 x 110	50 unidades
3	350-005-000	Adultos	27 x 121	50 unidades
4	350-013-000	Adultos grandes	29 x 130	50 unidades
X-blade 3	X3-003-000	Adultos Vias aéreas difíceis	25 x 118	10 unidades

Escala de dificuldade de intubação



■ Via Aérea de Rotina ■ Via Aérea Difícil