



# BIS™ MONITOR DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

QUALIDADE E SEGURANÇA  
NA MONITORIZAÇÃO DE  
PARÂMETROS DO PACIENTE

A Medtronic possui um monitor do nível de consciência para atender às necessidades dos médicos e dos pacientes submetidos à anestesia ou sedação, favorecendo a prevenção do despertar intra-operatório e a titulação anestésica individualizada de forma segura e eficaz.

Apresenta sensores para todos os tipos de paciente.

**Juntos, podemos melhorar os resultados para restabelecer a saúde dos nossos pacientes.**

**Medtronic**

# BIS™ MONITOR DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA



## Características Técnicas:

- Índice biespectral monitorização do nível de consciência com faixa de operação de 0 a 99;
- Indicador de qualidade de sinal (SQI);
- Potencial eletromiográfico (EMG) na faixa de 30 a 55 decibéis;
- Detecção automática de artefatos;
- Eletroencefalograma (EEG) de 2 ou 4 canais;
- Razão de supressão (SR) com faixa de operação de 0 a 100%;
- Aproximadamente 1,6kg com cabo;
- Alimentação: 100-240 VAC (Bivolt Automático), 50/60 Hz;
- Tendências: 72 horas de armazenamento de informações;
- Portas USB A e B permitindo a gravação de dados de tendências

## Tabela de códigos:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	USO	EMBALAGEM
186-1046	Monitor BIS™ Vista	Adulto/pediátrico	01 unidade
186-0224-AMS	Conversor Digital BISX4	Adulto/pediátrico	01 unidade
186-0106	Sensor BIS™ Quatro	Adulto	Caixa com 25 unidades
186-0200	Sensor BIS™ Pediátrico	Pediátrico	Caixa com 25 unidades
186-0212	Sensor BIS™ Bilateral	Adulto Bilateral	Caixa com 10 unidades