




Catéter PICC Duplo Lumen Poliuretano

ACESSO VASCULAR

DETALHES DO PRODUTO

- 1 Cateter para inserção endovenosa duplo lúmen em poliuretano.
- 1 Introdutor peel off (bipartido) modelo Silflash ou Standard.
- 1 Fita Métrica descartável
- 1 Pinça metálica
- 2 Conectores safety sem agulha
- 1 Garrote hemostático em Silicone

Produto ESTÉRIL e de USO ÚNICO.



Informações Técnicas / Modelos

Registro ANVISA Nº 81158510030 / Com introdutor Silflash (Códigos 5010)
Registro ANVISA Nº 881158510028 / Com introdutor standard (Códigos 5013)

Código	Calibre (Fr.)	Diâmetro Externo x Diâmetro Interno (mm)	Introdutor (FR)	Comprimento (cm)	Lúmen
5010.02.20-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	2,0	20	2
5010.02.30-2	2,0	0,64 x (0,20 x 2)	2,0	30	2
5010.03.50-2	3,0	0,95 x (0,30 x 2)	3,0	50	2
5013.04.60-2	4,0	1,40 x (0,40 x 2)	4,0	60	2