



SHILEY®

CÂNULAS COM CUFF PARA TRAQUEOSTOMIA

QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO DAS VIAS AÉREAS

A Medtronic possui cânulas para traqueostomia com cuff que foram desenvolvidas a fim de proporcionar segurança e conforto máximo ao paciente em ventilação mecânica ou espontânea.



A fabricação cuidadosa e com material maleável de alta qualidade, moldável à traqueia quando aquecido à temperatura corpórea (termossensível), oferece ajustes anatômicos para melhor adaptação e flexibilidade em todas as aplicações.



JUNTOS, PODEMOS MELHORAR OS RESULTADOS PARA RESTABELEECER A SAÚDE DE NOSSOS PACIENTES.

Medtronic

Características Técnicas:

- Informações gravadas a laser na alça de fixação: Modelo, lote, diâmetro interno (D.I.), diâmetro externo (D.E.), tamanho, com cuff;
- Opções para pediatria e cânulas mais longas, oferecem mais opções às diferentes exigências terapêuticas;
- Cânula interna com conector universal de 15 mm (disponível nos modelos LPC e FEN);
- Cânula interna fenestrada (disponível no modelo FEN);
- Cuff de baixa pressão e alto volume
- Esterilizada em óxido de etileno.

FAMÍLIA LPC					FAMÍLIA SCT					
										
	<ul style="list-style-type: none"> • Cânula para traqueostomia com cuff e sem fenestra; • Cânula interna sem fenestra; • Obturador arredondado; • Tira para fixação. 				<ul style="list-style-type: none"> • Canula de traqueostomia com cuff, sem fenestra e sem canula interna; • Mais maleável, flexível e com comprimento maior, quando comparada ao modelo LPC • Obturador arredondado; • Tira para fixação. 					
	4LPC	6LPC	8LPC	10LPC	5SCT	6SCT	7SCT	8SCT	9SCT	10SCT
D.I (MM)	5.0	6.4	7.6	8.9	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
D.E (MM)	9.4	10.8	12.2	13.8	7.0	8.3	9.6	10.9	12.1	13.3
COMPR. (MM)	65	76	81	81	58	67	80	89	99	105

FAMÍLIA FEN					FAMÍLIA PDC			
								
	<ul style="list-style-type: none"> • Cânula para traqueostomia com cuff e com fenestra. • Cânula interna sem fenestra; • Cânula interna com fenestra; • Tampas para oclusão; • Obturador arredondado; • Tira para fixação. 				<ul style="list-style-type: none"> • Cânula para traqueostomia com cuff e sem fenestra; • Obturador arredondado e flexível; • Tira para fixação. 			
	4FEN	6FEN	8FEN	10FEN	4.0PDC	4.5PDC	5.0PDC	5.5PDC
D.I (MM)	5.0	6.4	7.6	8.9	4.0	4.5	5.0	5.5
D.E (MM)	9.4	10.8	12.2	13.8	5.9	6.5	7.1	7.7
COMPR. (MM)	65	76	81	81	41	42	44	46

LATAM-BRA190026a