



SHILEY® FLEXÍVEL

CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA FLEXÍVEIS

QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO
DAS VIAS AÉREAS

A Medtronic possui cânulas para traqueostomia flexíveis de nova geração para otimizar os resultados no atendimento de pacientes crônicos. Proporcionam flexibilidade e conforto máximo ao paciente em ventilação mecânica ou espontânea a fim de simplificar o atendimento com qualidade e confiabilidade.

Juntos, podemos melhorar os resultados para restabelecer a saúde de nossos pacientes.

Características Técnicas:

- O exclusivo cuff TaperGuard™ oferece vedação ideal minimizando fugas de ar e microaspirações;
- Com cânula interna descartável (1 por embalagem) ou com cânula interna reutilizável (2 por embalagem);
- Padronização de códigos para os tamanhos Jackson e ISO;
- Informações gravadas a laser na alça de fixação: modelo, diâmetro interno (D.I.), diâmetro externo (D.E.), comprimento, com ou sem cuff;
- Conector universal de 15 mm sem a necessidade de uso da cânula interna;
- Esterilizada em óxido de etileno.

Definição dos códigos:

As primeiras letras indicam uma traqueostomia com cuff (CN) ou traqueostomia sem cuff (UN)

O primeiro número é o tamanho Jackson

8 CN 85 A

Os segundos números indicam o tamanho ISO, bem como o diâmetro interno da cânula externa

A última letra indica cânula interna descartável (A) ou reutilizável (R)

Cânula de Traqueostomia Adulto Flexível Shiley™ com Cânula Interna Descartável

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÕES				
COM CUFF	SEM CUFF	DIÂMETRO INTERNO DA CÂNULA EXTERNA (D.I. MM)	DIÂMETRO EXTERNO DA CÂNULA EXTERNA (D.E. MM)	COMPRIMENTO (MM)	CÓDIGO DA CÂNULA INTERNA DESCARTÁVEL	DIÂMETRO INTERNO DA CÂNULA INTERNA (D.I. MM)
4CN65A	4UN65A	6,5	9,4	62	4IC65	5,5
5CN70A	5UN70A	7,0	10,1	68	5IC70	6,0
6CN75A	6UN75A	7,5	10,8	74	6IC75	6,5
7CN80A	7UN80A	8,0	11,4	77	7IC80	7,0
8CN85A	8UN85A	8,5	12,2	79	8IC85	7,5
9CN90A	9UN90A	9,0	12,7	79	9IC90	8,0
10CN10A	10UN10A	10,0	13,8	79	10IC10	9,0

Cânula de Traqueostomia Adulto Flexível Shiley™ com Cânula Interna Reutilizável

CÓDIGOS		ESPECIFICAÇÕES			
COM CUFF	SEM CUFF	DIÂMETRO INTERNO DA CÂNULA EXTERNA (D.I. MM)	DIÂMETRO EXTERNO DA CÂNULA EXTERNA (D.E. MM)	COMPRIMENTO (MM)	DIÂMETRO INTERNO DA CÂNULA INTERNA (D.I. MM)
4CN65R	4UN65R	6,5	9,4	62	5,5
5CN70R	5UN70R	7,0	10,1	68	6,0
6CN75R	6UN75R	7,5	10,8	74	6,5
7CN80R	7UN80R	8,0	11,4	77	7,0
8CN85R	8UN85R	8,5	12,2	79	7,5
9CN90R	9UN90R	9,0	12,7	79	8,0
10CN10R	10UN10AR	10,0	13,8	79	9,0

LATAM-BRA190026e