



TRACHEOSOFT™

CÂNULAS PARA TRAQUEOSTOMIA

QUALIDADE E SEGURANÇA NO CUIDADO
DAS VIAS AÉREAS


A Medtronic possui cânulas para traqueostomia que proporcionam fácil manuseio, atendendo às necessidades dos pacientes e cuidadores, mesmo sob condições anatômicas complexas.


Fabricadas com materiais termossensíveis, oferecem segurança e conforto ao paciente em todas as aplicações.

Juntos, podemos melhorar os resultados para restabelecer a saúde de nossos pacientes.

Características Técnicas:

- Linha Radiopaca;
- Conector universal de 15 mm;
- Esterilizada em óxido de etileno;
- Confeccionada em PVC termossensível.

TRACHEOSOFT®						
						
	<ul style="list-style-type: none"> • Cânula para traqueostomia com flange ajustável; • Obturador arredondado; • Tira para fixação. 					
	100-50-1	100-60-1	100-70-1	100-80-1	100-90-1	100-10-1
DIÂMETRO INTERNO (MM)	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
DIÂMETRO EXTERNO (MM)	7.0	8.3	9.6	10.9	12.3	13.3
COMPRIMENTO (MM)	72	81	90	94	99	99
DIÂMETRO DO CUFF (MM)	19	21	27	31	34	34

TRACHEOSOFT® LANZ E EVAC					
					
	<ul style="list-style-type: none"> • Cânula de traqueostomia com válvula LANZ e sistema de aspiração subglótica EVAC; • Obturador arredondado; • Tira para fixação. 				
	314-60	314-70	314-80	314-90	314-10
DIÂMETRO INTERNO (MM)	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
DIÂMETRO EXTERNO (MM)	8.3	9.7	11.0	12.3	13.7
COMPRIMENTO (MM)	77	80	91	92	100
DIÂMETRO DO CUFF (MM)	23	27	31	34	35

LATAM-BRA190026c