

lip-Fix



Composto de polímero acetal, não absorvível pelo corpo

Os Clip-Fix Descartáveis Taimin são utilizados cirurgicamente oferecendo um método rápido e seguro de se obter hemostase ou ligamento de artérias, veias, nervos e outras estruturas pequenas. São colocados ao redor de um vaso sanguíneo ou estrutura para fechá-la. Além disso, possuem variedades de tamanhos.

O CLIP-FIX RESTRINGE-SE AO USO COM APLICADORES CONSULTE MEDIDA NA TABELA

Clips Implantáveis

Referência	Tamanho	Faixa de fixação	Cor
MH-B 101	Extra Largo (XL)	7mm - 16mm	Amarelo
MH-B 102	Largo (L)	5mm - 13mm	Roxo
MH-B 103	Médio Largo (ML)	3mm - 10mm	Verde




Aplicadores para cirurgia endoscópica

Referência	Tamanho	Cor
MH-B201-01	Extra Largo (XL) ø10 x 330mm	Amarelo
MH-B201-02	Largo (L) ø10 x 330mm	Roxo
MH-B201-03	Médio Largo (ML) ø 5 x 330mm	Verde



Aplicadores para cirurgia aberta

Referência	Tamanho	Ponta
MH-B201-04	Extra Largo (XL)	Curva
MH-B201-05	Largo (L)	Curva
MH-B201-06	Médio Largo (ML)	Curva
MH-B201-07	Extra Largo (XL)	Reta
MH-B201-08	Largo (L)	Reta
MH-B201-09	Médio Largo (ML)	Reta



Extrator

Referência	Tamanho
MH-B 201-10	Largo (L) / Médio Largo (ML) ø 5 x 330mm



SÃO PAULO

Rua Maestro Cardim, 1293
12º andar • Sala 121
Paraíso • São Paulo • SP
Tel.: +55 11 3372-6060

JOÃO PESSOA

Rua Industrial José Flávio Pinheiro
1150 • Parque Industrial
João Pessoa • PB
Tel.: +55 83 3049-8000