



**UROVISION·UROTECH**

A MEDI-GLOBE COMPANY



**FIOS GUIDA**



## FIO GUIA TIGER



- ◆ Preto e amarelo, melhor controle de movimento do fio
- ◆ Núcleo de nitinol previne torções
- ◆ Cobertura de PTFE suporta uma inserção rápida e fácil e assegura ótimas propriedades de deslizamento para os equipamentos

Códigos	Diâmetro (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
UTD-35150	0.035"	150	straight	standard	standard
UTD-35150-A	0.035"	150	bent	standard	standard

## SEMISLIP



- ◆ Adequado para todos os tipos de procedimentos
- ◆ Ponta super flexível e hidrofílica de 5 cm, fornece uma inserção não-traumática e segura ao transpassar obstruções
- ◆ Corpo com cobertura de PTFE suporta uma inserção fácil e rápida e reduz os riscos de deslocamento durante procedimentos urológicos

Códigos	Diâmetro (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
UAS-35150-S	0.035"	150	straight	standard	standard



## FIO FUIA HIDROFÍLICO UROLIX




Atenção: Para obter ótimos resultados do efeito hidrofílico, favor hidratar o produtos antes do uso

- ♦ Alta flexibilidade e resistente a torções
- ♦ Corpo de nitinol

Urolix					
Códigos	Diâmetro (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
UXN-SS-2515	0,025"	150 cm	straight	standard	standard
UXN-SS-3215	0,032"	150 cm	straight	standard	standard
UXN-SS-3515	0,035"	150 cm	straight	standard	standard
UXN-SS-3815	0,038"	150 cm	straight	standard	standard
UXN-SF-2515	0,025"	150 cm	straight	floppy / 70 mm	standard
UXN-SF-3215	0,032"	150 cm	straight	floppy / 70 mm	standard
UXN-SF-3515	0,035"	150 cm	straight	floppy / 70 mm	standard
UXN-SF-3815	0,038"	150 cm	straight	floppy / 70 mm	standard
UXS-SS-2515	0,025"	150 cm	straight	standard	stiff
UXS-SS-3215	0,032"	150 cm	straight	standard	stiff
UXS-SS-3515	0,035"	150 cm	straight	standard	stiff
UXS-SS-3815	0,038"	150 cm	straight	standard	stiff
UXN-CS-3515	0,035"	150 cm	angled	standard	standard
UXN-CS-3815	0,038"	150 cm	angled	standard	standard
UXS-CS-3515	0,035"	150 cm	angled	standard	stiff



## FIOS GUIA PADRÃO



### Standard – Cobertura de PTFE - Aço Inox

Código	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
ST-291518	0.018"	150	straight	standard	standard
ST-291525	0.025"	150	straight	standard	standard
ST-291028	0.028"	100	straight	standard	standard
ST-291528	0.028"	150	straight	standard	standard
ST-291532	0.032"	150	straight	standard	standard
ST-291035	0.035"	100	straight	standard	standard
ST-291235	0.035"	125	straight	standard	standard
ST-291535	0.035"	150	straight	standard	stiff
ST-298538	0.038"	85	straight	standard	standard
ST-291038	0.038"	100	straight	standard	standard
ST-291538	0.038"	150	straight	standard	standard
ST-291045	0.045"	100	straight	standard	standard

### Núcleo removível – Cobertura de PTFE - Aço Inox

Códigos	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
ST-293501	0.035"	125	straight	standard	standard
ST-293502	0.035"	150	straight	standard	standard
ST-293550	0.035"	150	J-tip	standard	standard

### Lunderquist – sem cobertura - Aço Inox


Código	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
RN-741580	0.035"	80	J-tip (1.0 mm)	standard	standard

### Lunderquist – Cobertura de PTFE - Aço Inox

Códigos	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
RN-751580	0.035"	80	J-tip (1.5 mm)	standard	standard
RN-761680	0.035"	80	straight	standard	standard
RN-750380	0.035"	80	J-tip (3.0 mm)	standard	standard
RN-751500	0.035"	100	J-tip (1.5 mm)	standard	standard




## VISIOMULTI



- ◆ Preto e branco
- ◆ Ótimo controle de inserção
- ◆ Núcleo de nitinol aumenta a resistência a torções
- ◆ Cobertura de PTFE possibilita inserção fácil e rápida e possui ótimas propriedades deslizantes

Códigos	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
ST-28150	0.028"	150	straight	flexible	stiff
ST-32150	0.032"	150	straight	flexible	stiff
ST-35150	0.035"	150	straight	flexible	stiff

## VISIOMULTI DUO




- ◆ Fio Guia de nitinol com cobertura de PTFE com duas pontas flexíveis
- ◆ Otimizado para uso com ureteroscópios flexíveis

Código	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
ST-36150	0.035"	150	straight	flexible	stiff



## VISIOLIX



Atenção: Para obter ótimos resultados do efeito hidrofílico, favor hidratar o produtos antes do uso

- ◆ Coertura hidrofílica
- ◆ Super-elástico e estável contra torções
- ◆ Núcleo de Nitinol

Códigos	Tamanho (inch)	Comprimento (cm)	Ponta	Dureza da Ponta	Dureza do Eixo
VLG-67150	0.025"	150	straight	standard	standard
VLG-68150	0.032"	150	straight	standard	standard
VLG-69150	0.035"	150	straight	standard	standard
VLA-71150	0.025"	150	bent	standard	standard
VLA-72150	0.032"	150	bent	standard	standard
VLA-73150	0.035"	150	bent	standard	standard
VLS-62150	0.025"	150	straight	standard	stiff
VLS-63150	0.035"	150	straight	standard	stiff
VLS-64150	0.038"	150	straight	standard	stiff
VLA-66150-H	0.038"	150	bent	standard	stiff

Fabricado por:  
UROTECH GmbH - Medi-Globe-Strasse 1-5  
D-83101 Achenmühle, Germany  
www.urotech.com

Mais Informações: Medi-Globe Brasil  
Avenida do Contorno, 2090 - 2º Andar - Floresta  
Belo Horizonte - MG - Brasil  
CEP: 30110-012 +55 (31) 3274-7383  
urologia@mediglobe.com.br