




UROTECH®

A MEDI-GLOBE COMPANY

EXTRATORES DE CÁLCULOS TIPLESS



CESTAS EXTRATORAS DE CÁLCULOS SEM PONTA

- ✓ Muitas variações em tamanhos e formatos
- ✓ Melhor visualização devido ao maior fluxo de drenagem no canal de trabalho
- ✓ Segurança através do posicionamento preciso da cesta e assim, uma rápida extração de cálculos e fragmentos
- ✓ Redução do tempo de cirurgia

Informações das Cestas Extratoras de Cálculos TIPLESS + Adaptador Tuohy-Borst

Tamanho (FR/CH)	Fios	Comprimento (cm)	Comprimento Cesta (mm)	Tamanho da Cesta (mm)	Formato da Cesta	Códigos
1.2	3	120	12	8	reto	STN-T123-120
1.8	4	120	15	11	reto	STN-T184-120
1.8	4	120	15	11	helicoidal	STN-HT184-120
1.8	6	120	13	9	reto	STN-T186-120
2.2	4	120	18	11	reto	STN-T224-120

Fabricado por:
UROTECH GmbH - Medi-Globe-Strasse 1-5
D-83101 Achenmühle, Germany
www.urotech.com

Mais Informações: Medi-Globe Brasil
Avenida do Contorno, 2090 - 2º Andar - Floresta
Belo Horizonte - MG - Brasil
CEP: 30110-012 +55 (31) 3274-7383
urologia@mediglobe.com.br