




UROTECH[®]

A MEDI-GLOBE COMPANY

YELLOW-STAR



Stent Ureteral Duplo J
com cobertura de Fosforilcolina (PC)

YELLOW-STAR

Stent Ureteral Duplo J com tratamento de Fosforilcolina (PC)



Stent Ureteral

- Poliuretano (PUR)
- Tratamento de PC para minimizar o risco de infecções e incrustações, possibilitando tempo de permanência prolongado
- Aberturas no eixo e nos pigtails para melhor drenagem
- Ponta Aberta
- Marcas para posicionamento preciso
- Radiopaco



Empurrador

Comprimento: 40 cm

Códigos disponíveis

Tamanho (FR/CH)	Comprimento (cm)	Códigos sem Fio Guia
4.7	24	EP-414724
4.7	26	EP-414726
06	24	EP-410624
06	26	EP-410626
06	28	EP-410628
06	30	EP-410630
07	24	EP-410724
07	26	EP-410726
07	28	EP-410728
07	30	EP-410730
08	24	EP-410824
08	26	EP-410826
08	28	EP-410828
08	30	EP-410830

- Tratamento de superfície especialmente desenvolvido para longa permanência do stent ureteral
- A Fosforilcolina (PC) é uma vedação totalmente biocompatível da superfície dos implantes, ela estabiliza o nível de pH na superfície dos stents, tornando o stent menos vulnerável em termos de biocompatibilidade
- Essa vedação (PC) tem IONS elétricos positivos e negativos em torno do núcleo da célula e, portanto, é eletricamente neutro - isso significa que ele possui uma adesão muito boa às moléculas de água
- Taxa de infecção diminuída
- Aumento da capacidade de permanência do stent