

# Pré-lançamento Disponível em 2019



spirit of excellence

Nome	∅	CT	para canal	comprimento da escova	Descrição	cor	REF
ESCOVA DE LIMPEZA					10 PCS, para uso único	preto	8691
ESCOVA DE LIMPEZA	2 mm	400 mm	1,0 - 1,5 mm	20 mm	10 PCS, para uso único	azul	7970402
ESCOVA DE LIMPEZA	2 mm	700 mm	1,0 - 1,5 mm	20 mm	10 PCS, para uso único	azul	7970702
ESCOVA DE LIMPEZA	3 mm	400 mm	1,6 - 2,5 mm	30 mm	10 PCS, para uso único	vermelho	7970403
ESCOVA DE LIMPEZA	3 mm	700 mm	1,6 - 2,5 mm	30 mm	10 PCS, para uso único	vermelho	7970703
ESCOVA DE LIMPEZA	4 mm	400 mm	2,6 - 3,5 mm	30 mm	10 PCS, para uso único	amarelo	7970404
ESCOVA DE LIMPEZA	4 mm	700 mm	2,6 - 3,5 mm	30 mm	10 PCS, para uso único	amarelo	7970704
ESCOVA DE LIMPEZA	5 mm	400 mm	3,6 - 4,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	verde	7970405
ESCOVA DE LIMPEZA	5 mm	700 mm	3,6 - 4,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	verde	7970705
ESCOVA DE LIMPEZA	7 mm	400 mm	4,6 - 6,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	roxo	7970407
ESCOVA DE LIMPEZA	7 mm	700 mm	4,6 - 6,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	roxo	7970707
ESCOVA DE LIMPEZA	9 mm	400 mm	6,6 - 8,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	laranja	7970409
ESCOVA DE LIMPEZA	9 mm	700 mm	6,6 - 8,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	laranja	7970709
ESCOVA DE LIMPEZA	11 mm	400 mm	8,6 - 10,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	branco	7970411
ESCOVA DE LIMPEZA	11 mm	700 mm	8,6 - 10,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	branco	7970711



Nome	Ø	CT	para canal	comprimento da escova	Descrição	cor	REF
ESCOVA DE LIMPEZA	14 mm	400 mm	10,6 - 13,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	rosa	7970414
ESCOVA DE LIMPEZA	14 mm	700 mm	10,6 - 13,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	rosa	7970714
ESCOVA DE LIMPEZA	17 mm	400 mm	13,6 - 16,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	preto	7970417
ESCOVA DE LIMPEZA	17 mm	700 mm	13,6 - 16,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	preto	7970717
ESCOVA DE LIMPEZA	20 mm	400 mm	16,6 - 19,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	azul claro	7970420
ESCOVA DE LIMPEZA	20 mm	700 mm	16,6 - 19,5 mm	48 mm	10 PCS, para uso único	azul claro	7970720
RACK GANCHO					para acomodar escova dupla de limpeza 7970xxx, reutilizável		7970901
ESCOVA DUPLA DE LIMPEZA					para stopcock de pas- sagem com 2 pontos, cabeça da escova 1: cônica 4 - 7 mm, cabeça da escova 2: 3 mm, 50 PCS, para uso único	azul	7980001
ESCOVA DUPLA DE LIMPEZA					para torneira de pas- sagem com 3 pontos, cabeça da escova 1: cônica 5 - 9 mm, cabeça da escova 2: 4 mm, 50 PCS, para uso único	vermelha	7980002
ESCOVA DUPLA DE LIMPEZA					para torneira de pas- sagem com 4 pontos, cabeça da escova 1: cônica 6 - 11 mm, cabeça da escova 2: 5 mm, 50PCS, para uso único	amarela	7980003
DISTRIBUIDOR					para acomodar escova dupla de limpeza 7980xxx, reutilizável		7980901

